

Scheda tecnica informativa

10-2021

## **CEROTTI BLU "DETECTABLE"**

## Cerotti cm 7 x 2 CE

Componenti:	Polietilene (PE) blu 60 g/mq (+/-10%) Adesivo (Hot melt acrilico a reticolazione ai raggi UV): >=35 g/mq Garza a 3 strati 250 g/mq: - Strato non assorbente, antiaderente in polietilene - Strato assorbente in viscosa - Rinforzo (striscia per rivelazione metal detector) in alluminio
Confezione:	- Astuccio da 100 cerotti "strip" cm 7 x 2 in cartone da 20 astucci
Proprietà e Vantaggi:	<ul> <li>I cerotti BLU DETECTABLE hanno ottima adesività (&gt;3) e resistono bene ai lavaggi;</li> <li>Permettono di essere rilevati al metal detector grazie al rinforzo in alluminio;</li> </ul>
Indicazioni d'uso	Aprire la bustina protettiva e rimuovere i due lembi coprenti prima di posizionare il cerotto sulla ferita.  Nel Prote Conserva di tetta la scienda (consettatta disposato) e conservi di cerotto in conserva di cerotto.
Applicazioni:	Nel Pronto Soccorso di tutte le aziende (soprattutto alimentari) e comunità in cui sia importante la rilevazione al metal detector