



LINEA

**PHARMA**

# PHARMAGEL

IGIENIZZANTE IN GEL

**SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL - ALCOL 75%**

## SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 06/2023

## CARATTERISTICHE C.F.

pH:	7.0+/-0.5
Densità	0.9+/-0.5
Colore	incolore
Odore	Profumato
Solubilità	Solubile

## FORMULAZIONE

LIQUIDO DENSO

## CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:  
H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:  
EUH208 - Contiene Profumo/Fragranza - Miscela di oli naturali vegetali e sostanze di sintesi chimica. Può provocare una reazione allergica.  
Consigli di prudenza:  
Prevenzione  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
Reazione  
P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare liquidi schiumogeni per estinguere.  
Conservazione  
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

## CONFEZIONI

Flacone	da 100 ml
Flacone	da 0.5 litro
Tanica	da 5 litri



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B  
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra  
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447  
Azienda conforme alla norma ISO 9001 -2015  
CERTIFICATO N° 18882/08/S - IONET IT-64234

**PHARMAGEL** è una soluzione idroalcolica in gel pronta all'uso. Contiene alcol ed emollienti di alta qualità.

Ha un'ottima tollerabilità, grazie al bilanciamento di particolari sostanze emollienti e surgrassanti (glicerina ed alcool).

Ha azione immediata. Le recenti linee guida suggeriscono l'utilizzo delle soluzioni idroalcoliche quando non si ha la possibilità di utilizzare l'acqua.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**PHARMAGEL** è utilizzabile in vari ambiti tra i quali: domestico, civile e sanitario.

In ambiente ospedaliero e sanitario è usato in più reparti dove l'igiene è importante come: corsie d'ospedale, aree funzionali, ambulanze, laboratori, ambulatori di diagnosi e per la cura domiciliare di persone anziane e bambini.

**PHARMAGEL** è molto pratico, si usa ovunque in quanto non necessita di risciacquo.

A differenza delle soluzioni idroalcoliche liquide, la forma in gel consente un giusto dosaggio ed un'agevole applicazione senza perdita di prodotto durante lo sfregamento.

## APPLICAZIONE

Frizionare 3 ml di prodotto per 30 secondi e lasciare asciugare.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/43/CEE E 96/3/CEE

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. I.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.