

## PHARMA FREEZE GEL RIUTILIZZABILE

Gelatina adatta a produrre freddo e caldo

Dispositivo Medico 

<b>Composizione:</b>	Glicole propilenico, blu di metilene, idrossietilcellulosa, acqua. Busta esterna in PE con 3 termosaldature
<b>Aspetto:</b>	Busta di colore blu cm 14 x 18
<b>Confezione:</b>	- Busta in cartone da 25 buste
<b>Proprietà e Vantaggi:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FREDDO</b> Il GEL RIUTILIZZABILE PHARMA FREEZE mantiene il freddo per un periodo di tempo superiore ad una borsa del ghiaccio. Può essere riutilizzato previa conservazione in freezer per almeno 2 ore.</li> <li>• <b>CALDO</b> PHARMA FREEZE RIUTILIZZABILE produce caldo previa immersione in acqua bollente per max 5' o immissione in forno a microonde a 650 W per max 1'.</li> </ul> <p>Le 3 termosaldature della busta garantiscono un'ottima resistenza alle alte e basse temperature, la termosaldabilità e l'impermeabilità.</p>
<b>Validità:</b>	5 anni dalla data di produzione (riportata sul retro della busta).
<b>Indicazioni d'uso</b>	Indicato su parti contuse o traumatizzate in seguito ad incidenti sportivi, lavorativi o d'altro genere, apporta un rapido sollievo e decongiona la parte colpita- In caso di contatto del contenuto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua fresca.
<b>Applicazioni:</b>	Nel Pronto Soccorso di Enti, Unioni Volontarie di Assistenza, Centri e Società Sportive, Palestre, Scuole, Uffici e Comunità in genere.
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.

**Informazioni riservate a personale qualificato**